

FICHE PRODUIT



Microperfuseur épicrânien Eurofly

Référence : SOC-105104DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Dimensions du microperfuseur : 20 x 0.8 21 G - Vert

Description du produit

Microperfuseur ayant une excellente pénétration.

Ailettes longues avec code couleur.

Tubulure PVC de 30 cm de longueur.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conditionnement: Boîte de 100

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/prelevements-sanguins/8717-microperfuseur-epicranien-eurofly.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Dimensions du microperfuseur	20 x 0.8 21 G - Vert

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com