

FICHE PRODUIT

Drap de survie isothermique

Référence : SOC-199315DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Format du drap : 220 x 140 cm 60 g
- Conditionnement des draps : Unité

Description du produit

Drap de survie isothermique présenté sous pochette plastique.
Film polyester métallisé réfléchissant 90 % du rayonnement calorifique. Dimensions : 220 x 140 cm - poids : 60 g

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/drap-d-examen/8720-drap-de-survie-isothermique.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Format du drap	220 x 140 cm 60 g
Conditionnement des draps	Unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com