

FICHE PRODUIT



Perfuseur Europerfs

Référence : SOC-104106SIS

Description du produit

Perforateur universel bicanal. Prise d'air à membrane hydrophobe obturable 0,22 µm assurant la filtration bactériologique de l'air. Chambre moulée, solidaire du perforateur.

Compte-gouttes calibré à 20 gouttes/ml. Filtre 15 µm. Régulateur de débit type Adelberg. Robinet 3 voies en Makrolon® lipido-résistant déconnectable de l'embout terminal.

Site pour injections extemporanées en "Y" en caoutchouc synthétique dépourvu de latex. Filtre de purge hydrophobe de 15 µm. Tubulure de 1,70 à 2,20 m.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conditionnement: carton de 100

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit



<https://www.socimed.com/perfuseurs/8721-perfuseur-europefs.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
perfuseur_type - Sans raccord latex Filtre 200 microns	SOC-104106SDIS	
perfuseur_type - Avec raccord en Y	SOC-104101SDIS	
perfuseur_type - Avec robinet 3 voies + raccord Y	SOC-104107SDIS	
perfuseur_type - Avec robinet 3 voies	SOC-104108SDIS	
perfuseur_type - Perfuseur LPPR	SOC-104105SDIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com