

FICHE PRODUIT

Blouse visiteur non-tissé en polypropylène

Référence : SOC-16122DIS

Points forts

- Conditionnement : Carton de 50
- Taille du tablier radioprotection : Moyenne (38 - 40)

Description du produit

Blouse visiteur 20 g/m² ou 30 g/m² en polypropylène, fermée à la ceinture et à l'encolure, avec poignets élastiques ou poignets jersey (existe en blanc, jaune, vert et bleu). Conçue pour la protection des visiteurs hospitaliers. Taille unique.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-du-corps/8728-blouse-visiteur-non-tisse-en-polypropylene.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Carton de 50
Taille du tablier radioprotection	Moyenne (38 - 40)

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
prot_corps_blouse__type - Verte - 30 g/m2	SOC-161220DIS	
prot_corps_blouse__type - Jaune- 30 g/m2	SOC-161222DIS	
prot_corps_blouse__type - Bleue - 30 g/m2	SOC-161223DIS	
prot_corps_blouse__type - Blanche - 30 g/m2	SOC-161224DIS	
prot_corps_blouse__type - Verte - 30 g/m2 Poignet Jersey	SOC-161221DIS	
prot_corps_blouse__type - Verte - 20 g/m2	SOC-161230DIS	
prot_corps_blouse__type - Jaune- 20 g/m2	SOC-161232DIS	
prot_corps_blouse__type - Bleue - 20 g/m2	SOC-161233DIS	
prot_corps_blouse__type - Blanche - 20 g/m2	SOC-161234DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com