

FICHE PRODUIT

Blouse Visiteur en polyéthylène

Référence : SOC-161200DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de blouse : Col et bouton pression Manche longue
- Conditionnement : Carton de 500
- Taille du tablier radioprotection : Moyenne (38 - 40)

Description du produit

• Caractéristiques

- Blouse blanche visiteur en polyéthylène, avec col et boutons pression.
- Manches longues.
- Taille unique.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-du-corps/8729-blouse-visiteur-en-polyethylene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de blouse	Col et bouton pression Manche longue
Conditionnement	Carton de 500
Taille du tablier radioprotection	Moyenne (38 - 40)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com