

FICHE PRODUIT

Blouse de laboratoire non-tissé en polypropylène

Référence : SOC-16121DIS

Points forts

- Conditionnement : Carton de 50
- Taille du tablier radioprotection : Moyenne (38 - 40)

Description du produit

- Blouse de laboratoire en polypropylène blanc 40 g/m2, avec fermeture par boutons pression ou fermeture éclair.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-du-corps/8739-blouse-de-laboratoire-non-tisse-en-polypropylene.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Carton de 50
Taille du tablier radioprotection	Moyenne (38 - 40)

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
prot_corps_blouse__type - Fermeture éclair-Taille Large	SOC-161210DIS	
prot_corps_blouse__type - Fermeture éclair-Taille Extra Large	SOC-161211DIS	
prot_corps_blouse__type - Bouton pression- Taille Médium	SOC-161206DIS	
prot_corps_blouse__type - Bouton pression-Taille Large	SOC-161208DIS	
prot_corps_blouse__type - Bouton pression-Taille Extra Large	SOC-161209DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com