

FICHE PRODUIT



Cathéter Delta Ven

Référence : SOC-3188522IS

Description du produit

Avantages du cathéter en polyuréthane (PUR) :

- Grande compatibilité avec les médicaments, grande biocompatibilité pour un long maintien en veine.
- Grande flexibilité pour une adaptation aisée du cathéter à la veine.
- Élasticité pour un retour rapide du cathéter à sa forme d'origine avec rétablissement consécutif du flux normal de perfusion en cas de mouvements involontaires du patient qui provoquent une plieuse du cathéter.
- Surface lisse et souple pour diminuer les risques de thromboses et de phlébites. Insertion aisée. Résistant aux pliures. Devient encore plus souple avec la chaleur du corps humain.

Caractéristiques générales du cathéter intraveineux :

- Affûtage de l'aiguille de type «Back-Cut».
- Effilage du cathéter atraumatique.
- Distance optimale entre la canule et la pointe de l'aiguille.
- Cathéter à paroi fine avec 3 bandes radio-opaques.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Chambre de visualisation transparente pour le contrôle immédiat du retour sanguin.
- Filtre microporeux amovible permettant une fermeture fiable, ce qui élimine les risques de contamination.
- Disponibilité du bouchon Luer Lock pour la fermeture de la partie proximale du cathéter après le retrait de l'aiguille.
- Obturateurs à une voie disponible pour toutes les mesures (sauf 26G).

Conditionnement: boîte de 50

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters/8745-catheter-delta-ven.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
catheter_dimensions - 18G - 32 mm, catheter_type - Cathéter droit polyuréthane	SOC-3188522DIS	
catheter_dimensions - 14G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit polyuréthane	SOC-3178522DIS	
catheter_dimensions - 16G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit polyuréthane	SOC-3168522DIS	
catheter_dimensions - 17G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit polyuréthane	SOC-3158522DIS	
catheter_dimensions - 18G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit polyuréthane	SOC-3148522DIS	
catheter_dimensions - 20G - 32 mm, catheter_type - Cathéter droit polyuréthane	SOC-3138522DIS	
catheter_dimensions - 22G - 25 mm, catheter_type - Cathéter droit polyuréthane	SOC-3128522DIS	
catheter_dimensions - 24G - 19 mm, catheter_type - Cathéter droit polyuréthane	SOC-3118522DIS	
catheter_dimensions - 26G - 19 mm Néonatal, catheter_type - Cathéter droit polyuréthane	SOC-3108522DIS	
catheter_dimensions - 18G - 32 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette polyuréthane	SOC-3188122DIS	
catheter_dimensions - 14G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette polyuréthane	SOC-3178122DIS	
catheter_dimensions - 16G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette polyuréthane	SOC-3168122DIS	
catheter_dimensions - 17G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette polyuréthane	SOC-3158122DIS	
catheter_dimensions - 18G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette polyuréthane	SOC-3148122DIS	
catheter_dimensions - 20G - 32 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette polyuréthane	SOC-3138122DIS	
catheter_dimensions - 22G - 25 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette polyuréthane	SOC-3128122DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
catheter_dimensions - 24G - 19 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette polyuréthane	SOC-3118122DIS	
catheter_dimensions - 26G - 19 mm Néonatal, catheter_type - Cathéter droit avec ailette polyuréthane	SOC-3108122DIS	
catheter_dimensions - 18G - 32 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette et site polyuréthane	SOC-3183122DIS	
catheter_dimensions - 14G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette et site polyuréthane	SOC-3173122DIS	
catheter_dimensions - 16G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette et site polyuréthane	SOC-3163122DIS	
catheter_dimensions - 17G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette et site polyuréthane	SOC-3153122DIS	
catheter_dimensions - 18G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette et site polyuréthane	SOC-3143122DIS	
catheter_dimensions - 20G - 32 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette et site polyuréthane	SOC-3133122DIS	
catheter_dimensions - 22G - 25 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette et site polyuréthane	SOC-3123122DIS	
catheter_dimensions - 24G - 19 mm, catheter_type - Cathéter droit avec ailette et site polyuréthane	SOC-3113122DIS	
catheter_dimensions - 26G - 19 mm Néonatal, catheter_type - Cathéter droit avec ailette et site polyuréthane	SOC-3104022DIS	
catheter_dimensions - 18G - 32 mm, catheter_type - Cathéter droit fast flash	SOC-3188556DIS	
catheter_dimensions - 18G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit fast flash	SOC-3148556DIS	
catheter_dimensions - 20G - 32 mm, catheter_type - Cathéter droit fast flash	SOC-3138556DIS	
catheter_dimensions - 20G - 45 mm, catheter_type - Cathéter droit fast flash	SOC-3139656DIS	
catheter_dimensions - 22G - 25 mm, catheter_type - Cathéter droit fast flash	SOC-3128556DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
catheter_dimensions - 24G - 19 mm, catheter_type - Cathéter droit fast flash	SOC-3118556DIS	
catheter_dimensions - 26G - 19 mm Néonatal, catheter_type - Cathéter droit fast flash	SOC-3108556DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com