

FICHE PRODUIT

Bavoir

Référence : SOC-19922DIS

Points forts

- Taille du tablier radioprotection : Moyenne (38 - 40)

Description du produit

Deux types de bavoirs :

- Le bavoir avec poche de recueil en polyéthylène de couleur blanche, gaufré, 40 x 60 cm.
- Le bavoir de protection 70 cm, avec poche de recueil (11 cm) en ouate de cellulose imperméable. 3 plis.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-du-corps/8746-bavoir.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Taille du tablier radioprotection	Moyenne (38 - 40)

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
prot_corps_bavoir_type - Bavoirs W en polyéthylène avec poche, prot_corps_condit - Carton de 1000	SOC-199221DIS	
prot_corps_bavoir_type - Ouate de cellulose imperméable avec poche 11 cm, prot_corps_condit - Carton de 600	SOC-199222ADIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com