

FICHE PRODUIT



Tablier en polyéthylène

Référence : SOC-16110DIS

Points forts

- Conditionnement : Sachet de 100
- Taille du tablier radioprotection : Moyenne (38 - 40)

Description du produit

Tablier en polyéthylène destiné à une bonne protection, tant dans le domaine médical qu'industriel.

2 couleurs : blanc ou bleu.

Épaisseur de 25 µm.

Dimensions :

125 cm à 140 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-du-corps/8747-tablier-en-polyethylene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Sachet de 100
Taille du tablier radioprotection	Moyenne (38 - 40)

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
prot_corps_tablier__type - Blanc opaque 125 cm	SOC-161103ADIS	
prot_corps_tablier__type - Blanc opaque 140 cm	SOC-161105DIS	
prot_corps_tablier__type - Bleu opaque 125 cm	SOC-161106DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com