

FICHE PRODUIT



Obturateur

Référence : SOC-3085512IS

Description du produit

Un obturateur du même code couleur que le cathéter est disponible pour chaque taille (sauf 26G).

La mise en place d'un obturateur est recommandée afin d'empêcher la formation de caillots dans la lumière du cathéter lors d'une interruption de la thérapie intraveineuse.

Conditionnement: boîte de 50

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters/8812-obturateur.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
catheter_dimensions - 18G - 32 mm, obturateur_type - Simple pour cathéter droit avec ou sans ailettes	SOC-3085512DIS	
catheter_dimensions - 14G - 45 mm, obturateur_type - Simple pour cathéter droit avec ou sans ailettes	SOC-3075512DIS	
catheter_dimensions - 16G - 45 mm, obturateur_type - Simple pour cathéter droit avec ou sans ailettes	SOC-3065512DIS	
catheter_dimensions - 17G - 45 mm, obturateur_type - Simple pour cathéter droit avec ou sans ailettes	SOC-3055512DIS	
catheter_dimensions - 18G - 45 mm, obturateur_type - Simple pour cathéter droit avec ou sans ailettes	SOC-3045512DIS	
catheter_dimensions - 20G - 32 mm, obturateur_type - Simple pour cathéter droit avec ou sans ailettes	SOC-3035512DIS	
catheter_dimensions - 22G - 25 mm, obturateur_type - Simple pour cathéter droit avec ou sans ailettes	SOC-3025512DIS	
catheter_dimensions - 24G - 19 mm, obturateur_type - Simple pour cathéter droit avec ou sans ailettes	SOC-3015512DIS	
catheter_dimensions - 18G - 32 mm, obturateur_type - Double pour cathéter avec site d'injection	SOC-3080512DIS	
catheter_dimensions - 14G - 45 mm, obturateur_type - Double pour cathéter avec site d'injection	SOC-3070512DIS	
catheter_dimensions - 16G - 45 mm, obturateur_type - Double pour cathéter avec site d'injection	SOC-3060512DIS	
catheter_dimensions - 17G - 45 mm, obturateur_type - Double pour cathéter avec site d'injection	SOC-3050512DIS	
catheter_dimensions - 18G - 45 mm, obturateur_type - Double pour cathéter avec site d'injection	SOC-3040512DIS	
catheter_dimensions - 20G - 32 mm, obturateur_type - Double pour cathéter avec site d'injection	SOC-3030512DIS	
catheter_dimensions - 22G - 25 mm, obturateur_type - Double pour cathéter avec site d'injection	SOC-3020512DIS	
catheter_dimensions - 24G - 19 mm, obturateur_type - Double pour cathéter avec site d'injection	SOC-3010512DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com