

FICHE PRODUIT

Masque coquille

Référence : SOC-161310DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de masque : Masque coquille bleu

Description du produit

Masque de forme coquille bleu. Protection contre les poussières.
En polypropylène non-tissé, préformé. Barrette nasale, élastique
souple non traumatisant.
Emballé en boîte distributrice
de 50 pièces.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/masques-de-protection/8829-masque-coquille-bleu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de masque	Masque coquille bleu

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com