

FICHE PRODUIT

Masque plié FFP2

Référence : SOC-161307DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Boite de 20
- Type de masque : Masque plié FFP2

Description du produit

Masque avec barrette nasale et liens élastiques.
adapté aux virus de type H1NI et SRAS.
Conforme à la norme EN 149.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/masques-de-protection/8830-masque-plie-ffp2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Boite de 20
Type de masque	Masque plié FFP2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com