

FICHE PRODUIT

Charlotte ronde en non-tissé-Sachet de 100-Vert (e)

Référence : SOC-161127DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Sachet de 100
- Type : Vert (e)

Description du produit

Sa forme ronde avec élastique
souple non traumatisant
s'adapte à tous styles de
coiffure et protège parfaitement
les cheveux. Grammage : 14 g/m².
Couleur : bleue, verte ou
blanche. Marquage CE.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/8845-charlotte-ronde-en-non-tisse-sachet-de-100-vert-e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Sachet de 100
Type	Vert (e)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com