

FICHE PRODUIT

Charlotte clip

Référence : SOC-16130DIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 250

Description du produit

Pour une excellente protection de la tête et des cheveux.
Confection réalisée avec clip double élastique.
Grammage : 14 g/m2. Facile à manipuler.
Pliage par compression. Taille unique. Marquage CE.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/revetement-de-la-tete/8846-charlotte-clip.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 250

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
prot_tete_chapeau_type - Blanche	SOC-161130DIS	
prot_tete_chapeau_type - Bleu (e)	SOC-161133DIS	
prot_tete_chapeau_type - Vert (e)	SOC-161134DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com