

FICHE PRODUIT

Casaque standard

Référence : SOC-161720DIS

Description du produit

Casaque standard stérile, conditionnée sous double emballage, sachet Papier/PE et emballée dans un champ :

2 essuie-mains de dimensions 30 x 40 cm, 1 casaque de couleur bleue, présentée en pliage inversé afin d'assurer une technique d'habillage aseptique en non-tissé (SMS de 35 g/m²), manchette en jersey élastique, fermeture croisée

sur l'avant par lacet, soudures des manches par ultrasons et coutures sur le col, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®).

Conditionnement: Double emballage carton de 40

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-du-corps/8850-casaque-standard.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
casaque_taille - Taille M - 110 cm, casaque_type - Sans passe-pousse	SOC-161720IS	
casaque_taille - Taille L - 120 cm, casaque_type - Sans passe-pousse	SOC-161721DIS	
casaque_taille - Taille L - 130 cm, casaque_type - Sans passe-pousse	SOC-161722DIS	
casaque_taille - Taille XXL - 140 cm, casaque_type - Sans passe-pousse	SOC-161723DIS	
casaque_taille - Taille XLL - 150 cm, casaque_type - Sans passe-pousse	SOC-161724DIS	
casaque_taille - Taille L - 130 cm, casaque_type - Avec passe-pousse	SOC-161752DIS	
casaque_taille - Taille XLL - 150 cm, casaque_type - Avec passe-pousse	SOC-161753DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com