

FICHE PRODUIT

Casaque renforcée

Référence : SOC-161750IS

Points forts

- délais : 1 semaine

Description du produit

• Caractéristiques

Casaque renforcée stérile conditionnée sous double emballage, sachet papier PE et emballée dans un champ :

- 2 essuies-mains 30 x 40 cm.
- 1 casaque bleue stérile en non-tissé (SMMS de 43g/m²) + manchette en jersey élastique.
- Renforcement avec un film respirable laminé de polyéthylène de 38g/m² soudé sur le thorax et les bras.

• Conditionnement

- Double emballage carton de 40

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-du-corps/8858-casaque-renforcee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
casaque_taille - Taille XL - 130cm, casaque_type - Avec passe-pousse	SOC-161750DIS	
casaque_taille - Taille XLL - 150 cm, casaque_type - Avec passe-pousse	SOC-161751DIS	
casaque_taille - Taille L - 130 cm, casaque_type - Sans passe-pousse	SOC-161710DIS	
casaque_taille - Taille XL - 140cm, casaque_type - Sans passe-pousse	SOC-161711DIS	
casaque_taille - Taille XXL - 140 cm, casaque_type - Sans passe-pousse	SOC-161712DIS	
casaque_taille - Taille XLL - 150 cm, casaque_type - Sans passe-pousse	SOC-161713DIS	
casaque_taille - Taille XL - 128cm, casaque_type - Avec passe-pousse et bavette	SOC-161730DIS	
casaque_taille - Taille XLL - 146 cm, casaque_type - Avec passe-pousse et bavette	SOC-161731DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com