

FICHE PRODUIT



Casaque de soin

Référence : SOC-161742IS

Description du produit

Casaque de soin conditionnée avec 1 essuie-main.
Sous emballage pelable.

Conditionnement: simple emballage, carton de 40

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-du-corps/8867-casaque-de-soin.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
casaque_taille - Taille L- 125 cm, casaque_type - Dos droit	SOC-161742DIS	
casaque_taille - Taille L - 135 cm, casaque_type - Dos droit	SOC-161743DIS	
casaque_taille - Taille L- 125 cm, casaque_type - Dos croisé	SOC-161740DIS	
casaque_taille - Taille L - 135 cm, casaque_type - Dos croisé	SOC-161741DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com