


FICHE PRODUIT



Bonnet de chirurgien

Référence : SOC-161151JDIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Sachet de 100
- Type : Bleu (e)

Description du produit

Bonnet 25 g/m2.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/revetement-de-la-tete/8872-bonnet-de-chirurgien.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Sachet de 100
Type	Bleu (e)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com