

**FICHE PRODUIT**



## Cagoule de chirurgien

Référence : SOC-161171DIS

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

Cagoule en non-tissé  
bleue ou verte de 30 g/m<sup>2</sup>  
Épaisseur 0,20 µ.

Boîte de 50 pcs

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/revetement-de-la-tete/8873-cagoule-de-chirurgien.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com