

FICHE PRODUIT



Calot plat en papier ou en polypropylène

Référence : SOC-16115DIS

Description du produit

Gamme adaptée
aux utilisateurs en milieu
hospitalier ou industriel.

- En papier tout blanc, avec
liseret bleu ou rouge pour
l'agro-alimentaire de 80 g/m²
de dimension réglable
avec fond perforé.

- En polypropylène 40 g/m²

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/revetement-de-la-tete/8874-calot-plat-en-papier-ou-en-polypropylene.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
prot_corps_condit - Boite de 150, prot_tete_chapeau_type - Blanc polypropylène 40 g/m2 98 x 303 mm	SOC-161150DIS	
prot_corps_condit - Boite de 100, prot_tete_chapeau_type - Blanc, papier	SOC-161153DIS	
prot_corps_condit - Boite de 100, prot_tete_chapeau_type - Blanc, papier avec liseret Bleu	SOC-161154DIS	
prot_corps_condit - Boite de 100, prot_tete_chapeau_type - Blanc, papier avec liseret rouge	SOC-161156DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com