

FICHE PRODUIT



Trousse chirurgicale

Référence : SOC-164002IS

Description du produit

Trousse chirurgicale présentée sous double emballage, avec étiquettes de traçabilité.

Conditionnement: double emballage, carton de 6, 8, 10 et 12

Trousse disponibles:

- Trousse extrémité renforcée
- trousse de main
- trousse de césarienne
- trousse universelle renforcée
- trousse extrémité
- trousse d'isolation verticale
- trousse d'orthopédie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/8875-trousse-chirurgicale.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
chirurgie_trousse_type - Universelle renforcée, chirurgie_trousse_cond - Carton de 8	SOC-164002DIS	
chirurgie_trousse_type - Universelle, chirurgie_trousse_cond - Carton de 12	SOC-164000DIS	
chirurgie_trousse_type - Orthopédie 2 ct, chirurgie_trousse_cond - Carton de 6	SOC-164101DIS	
chirurgie_trousse_type - Orthopédie 1 ct, chirurgie_trousse_cond - Carton de 6	SOC-164100DIS	
chirurgie_trousse_type - Extrémité renforcée, chirurgie_trousse_cond - Carton de 12	SOC-164102DIS	
chirurgie_trousse_type - Extrémité, chirurgie_trousse_cond - Carton de 12	SOC-164103DIS	
chirurgie_trousse_type - Extrémité avec champ, chirurgie_trousse_cond - Carton de 12	SOC-164104DIS	
chirurgie_trousse_type - De mains, chirurgie_trousse_cond - Carton de 12	SOC-164105DIS	
chirurgie_trousse_type - De césarienne, chirurgie_trousse_cond - Carton de 10	SOC-164200DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com