

FICHE PRODUIT

Bonnet universel

Référence : SOC-16151DIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 100

Description du produit

Bonnet en non-tissé polypropylène
de 42 g/m², diamètre 56,5 cm.
Excellente perméabilité à l'air
et très bon pouvoir couvrant de la tête.
Il répond aux besoins d'hygiène
hospitalière en milieu chirurgical.
Coloris bleu ou vert.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/revetement-de-la-tete/8890-bonnet-universel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 100

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
prot_tete_chapeau_type - Bleu (e)	SOC-161151DIS	
prot_tete_chapeau_type - Vert (e)	SOC-161152DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com