

FICHE PRODUIT

Champ de soins stérile fenestré

Référence : SOC-161630IS

Points forts

- Conditionnement housse et champ de table : Boîte de 25

Description du produit

Présente un orifice central de différentes tailles selon le champ.

Indiqué pour les opérations spécifiques nécessitant une intervention locale avec risque de forte exsudation.

Conditionnement: boîte de 25

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/draps-rouleaux-d-examens/8916-champ-de-soins-sterile-fenestre.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement housse et champ de table	Boîte de 25

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
chirurgie_housse_dim - 50 x 60 cm , chirurgie_housse_car - Diamètre 6 cm	SOC-161630DIS	
chirurgie_housse_dim - 70 x 90 cm, chirurgie_housse_car - Orifice 7 x 12 cm	SOC-161632DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com