


FICHE PRODUIT

Champ de soins stérile fenestré adhésif

Référence : SOC-161641DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Dimensions housse et champ de table : 50 x 70 cm
- Caractéristiques housses et champ de table :
Diamètre 6 cm + adhésif 12 x 12 cm autour du trou
- Conditionnement housse et champ de table : Boîte de 50

Description du produit

Allie les caractéristiques du champ fenestré en garantissant la fixité de celui-ci durant l'intervention.

Conditionnement: boîte de 50

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/8921-champ-de-soins-sterile-fenestre-adhesif.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Dimensions housse et champ de table	50 x 70 cm
Caractéristiques housses et champ de table	Diamètre 6 cm + adhésif 12 x 12 cm autour du trou
Conditionnement housse et champ de table	Boîte de 50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com