

FICHE PRODUIT



Bistouri à usage unique stérile

Référence : SOC-119200PIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Boîte de 10
- Type de manche bistouri : N° 3 et 4
- Type de lame : En Acier Inoxydable

Description du produit

Lame chirurgicale stérile.

En acier au carbone.

Gamme complète.

Emballage individuel.

Marquage CE.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/instrumentations-divers-de-gynecologie/8923-bistouri-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Boîte de 10
Type de manche bistouri	N° 3 et 4
Type de lame	En Acier Inoxydable

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
numero_lame - N° 21	SOC-119205PDIS	
numero_lame - N° 23	SOC-119206PDIS	
numero_lame - N° 24	SOC-119207PDIS	
numero_lame - N° 22	SOC-119209PDIS	
numero_lame - N° 11	SOC-119201PIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com