

FICHE PRODUIT



Bistouri stérile

Référence : SOC-119201PDIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Numéro de lame chirurgicale : N° 11

Description du produit

Lame chirurgicale stérile.
En acier au carbone.
Gamme complète.
Emballage individuel.
Marquage CE.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/8925-bistouri-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Numéro de lame chirurgicale	N° 11

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com