

FICHE PRODUIT

Stitch cutter

Référence : SOC-119250DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Boîte de 100

Description du produit

Lame chirurgicale stérile.

En acier au carbone.

Gamme complète.

Emballage individuel.

Marquage CE.

Conditionnement: boîte de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/instrumentations-divers-de-gynecologie/8934-stitch-cutter.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Boîte de 100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com