


FICHE PRODUIT



Manche à bistouri

Référence : SOC-119300DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de manche bistouri : N° 3 et 4

Description du produit

Conditionnement: boîte de 10

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instrumentations-divers-de-gynecologie/8935-manche-a-bistouri.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de manche bistouri	N° 3 et 4

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com