

FICHE PRODUIT

Couvre-chaussure

Référence : SOC-16114DIS

Description du produit

Les variantes en polyéthylène (CPE)
ou en non-tissé de 35 à 45 g/m2 avec ou sans
antidérapant constituent un large choix.
La présence d'un élastique à la cheville, assure
à chacun de ces produits, un bon maintien.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-pieds/8936-couvre-chaussure.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
prot_corps_condit - Sachet de 100, prot_membre_type - En CPE, Bleu 14 x 35 cm	SOC-161104DIS	
prot_corps_condit - Boite de 100, prot_membre_type - En non-tissé, blanc 40 g/m2 cousues	SOC-161540DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com