

FICHE PRODUIT

Couvre-chaussure en non-tissé

Référence : SOC-16154DIS

Description du produit

Couvre-chaussure, de taille unique,
en polyéthylène ou non-tissé
avec ou sans antidérapant.
Répond à tous les besoins des utilisateurs
en milieu industriel, en salle blanche
ou en milieu hospitalier.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-pieds/8937-couvre-chaussure-en-non-tisse.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
prot_corps_condit - Carton de 500, prot_membre_type - Polypropylène haute (19,5 cm) bleue	SOC-161546ADIS	
prot_corps_condit - Carton de 400, prot_membre_type - Avec semelle antidérapante blanche imperméable	SOC-161547DIS	
prot_corps_condit - Carton de 400, prot_membre_type - Blanche avec semelle antidérapante bleue imperméable	SOC-161548DIS	
prot_corps_condit - Carton de 400, prot_membre_type - Blanc collées	SOC-161545DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com