

FICHE PRODUIT



Manchette de protection en polyéthylène

Référence : SOC-16119DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Sachet de 100

Description du produit

Assure la protection des avant-bras en milieu industriel agro-alimentaire. Épaisseur de 20 µm.

Dimensions : 220 x 440 mm.

Parfaitement étanche grâce aux élastiques aux deux extrémités.

Existe en couleur bleue ou blanche opaque.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/doigtier/8944-manchette-de-protection-en-polyethylene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Sachet de 100

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
prot_membre_type - Opaque blanche avec élastique	SOC-161119DIS	
prot_membre_type - Opaque bleue avec élastique	SOC-161161DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com