

FICHE PRODUIT

Slip de maintien cotton fix

Référence : SOC-15431DIS

Points forts

- Conditionnement : Sachet de 25

Description du produit

Slip de maintien doux, léger
et agréable à porter. Composé
de 96 % polyester et
4 % élastane, sans latex.
Lavable jusqu'à 40 fois

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/hygiene-et-incontinence/8974-slip-de-maintien-cotton-fix.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Sachet de 25

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
incontinence_taille - Small	SOC-154310DIS	
incontinence_taille - Medium	SOC-154311DIS	
incontinence_taille - X. Large	SOC-154313DIS	
incontinence_taille - XX. Large	SOC-154314DIS	
incontinence_taille - Large	SOC-154312DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com