

FICHE PRODUIT



Slip de maintien standard

Référence : SOC-15430DIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50

Description du produit

Maintien efficace des protections.
Filet externe et résistant.
Lavable à 60 °C.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/hygiene-et-incontinence/8975-slip-de-maintien-standard.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
incontinence_caracteristique - Taille 1 Small - Jaune	SOC-154303DIS	
incontinence_caracteristique - Taille 2 Medium - Bleu	SOC-154300DIS	
incontinence_caracteristique - Taille 3 Large - Marron	SOC-154301DIS	
incontinence_caracteristique - Taille XL Extra Large - Vert	SOC-154302DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com