

FICHE PRODUIT



Gant de toilette

Référence : SOC-19930DIS

Description du produit

- Gant de toilette en non-tissé (15 x 23 cm).
- Standard bleu : Gant absorbant, résistant et doux à l'état humide (42 g/m²).
 - Molletonné blanc : Gant très absorbant et doux, très résistant pour une utilisation longue durée 80 g/m² soudé.
 - Imperméable avec couche de polyéthylène.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/hygiene-et-incontinence/8986-gant-de-toilette.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
incontinence_caracteristique - Standard Bleu 42 g, incontinence_condit - Sachet de 100	SOC-199305DIS	
incontinence_caracteristique - Molletonnés Blanc 80 g Doux soudé, incontinence_condit - Sachet de 50	SOC-199311DIS	
incontinence_caracteristique - Imperméable en non tissé + PE, incontinence_condit - Sachet de 100	SOC-199306DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com