

FICHE PRODUIT

Slip Soft Pant à usage unique

Référence : SOC-15436DIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 100

Description du produit

Slip à grande élasticité, résistant et très léger.
Indiqué pour le maintien de pansements, de couches moyennes et grandes incontinences.

Slip pour patients alités.

Slip à usage unique, mais peut-être lavé à 60 °C et réutilisé. Taille unique.

Polyester : 96 %.

Élastomère : 3 %.

Polyamide : 1 %.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hygiene-et-incontinence/8987-slip-soft-pant-a-usage-unique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boite de 100

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
incontinence_taille - Medium	SOC-154360DIS	
incontinence_taille - Large	SOC-154361DIS	
incontinence_taille - X. Large	SOC-154362DIS	
incontinence_taille - XX. Large	SOC-154363DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com