

FICHE PRODUIT

Chaise de salle d'attente (2)

Référence : SOC-TIA-WaitingRoom2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la Chaise de salle d'attente

- Structure principale fabriquée en métal.
- Agencement minimal commode et facultatif.
- Habillage minimal contre la chaleur

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-chaise-visiteur/899-chaise-de-salle-d-attente-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com