


FICHE PRODUIT

Tampon alcool 70°

Référence : SOC-148100DIS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les **tampons alcool 70 %** sont conçus pour assurer une **désinfection cutanée rapide et efficace** avant tout acte médical nécessitant une peau propre et aseptisée : injections, vaccinations, prélèvements sanguins, tests capillaires, pose de cathéter, etc.

Chaque compresse est **imbibée d'alcool isopropylique à 70 %**, concentration reconnue pour son efficacité antimicrobienne contre bactéries, virus et champignons. Les tampons sont conditionnés en **sachets individuels**, garantissant une hygiène parfaite et une utilisation simple et sécurisée.

Leur **format compact** permet une manipulation facile, tandis que la texture non tissée assure une application uniforme du produit sans irriter la peau.

Caractéristiques principales :

- **Alcool isopropylique 70 %**
- **Compresse non tissée** douce et résistante
- **Sachets individuels** pour une hygiène maximale
- **Stériles** (selon modèle)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Usage** : désinfection cutanée avant injection ou prélèvement
- **Ouverture facile**
- **Conditionnement** : boîte de X tampons (selon référence)

Utilisations recommandées :

- Vaccinations
- Prélèvements sanguins
- Tests glycémiques
- Petite chirurgie / gestes techniques
- Soins infirmiers à domicile
- Désinfection de surface ponctuelle

Avantages :

- Prêts à l'emploi, aucun matériel supplémentaire requis
- Très bonne efficacité antiseptique
- Individuels : évite toute contamination croisée
- Adaptés aux professionnels de santé et aux particuliers

Caractéristiques

- A usage unique
- Dimensions : 60 x 30 mm
- Dispositif medical de classe I

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- LPPR : Non

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/8995-tampon-alcool-70.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com