

FICHE PRODUIT

Lingettes Euro-Nette (Pack de 100 lingettes)

Référence : SOC-15240DIS

Description du produit

Lingettes pour le nettoyage et la désinfection des instruments.

Boîte de 100 : lingette de 130 x 190 mm.

Description

Lingettes nettoyantes et désinfectantes, imprégnées d'une solution bactéricide, levuricide et virucide. Elles sont destinées aux surfaces dures non-poreuses en milieu médical et collectivités (poignées de porte, plan de travail, mobilier, sanitaires, cuisines professionnelles...) ainsi qu'aux surfaces dures non-poreuses des dispositifs médicaux non-critiques, dans le cadre de la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement (lits médicalisés, monitoring, connectiques et câbles...).

Prêtes à l'emploi.

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.

Pack de 100 lingettes.

Caractéristiques

- Dimensions : 13 x 19 cm
- A usage unique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Bactéricide
- Levuricide
- Virucide
- Dispositif médical de classe IIa

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/8996-lingettes-euro-nette.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com