

FICHE PRODUIT



Mouchoir Euromedis

Référence : SOC-199219DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Caractéristiques : Mouchoir 2 Plis 100 Formats
- Conditionnement : Boite de 100

Description du produit

Mouchoir très doux. Pure ouate de cellulose. 2 épaisseurs.
Dimensions : 19 x 21 cm.
15 g/m2. Boîte distributrice de 100.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/hygiene-et-incontinence/8998-mouchoir.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Caractéristiques	Mouchoir 2 Plis 100 Formats
Conditionnement	Boite de 100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com