

FICHE PRODUIT

Chariot élévateur inclinable, Modèle CHAR010

Référence : SOC-CHAR010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Equipement indispensable pour placer les corps en hauteur dans les cellules réfrigérantes.

- Chariot réalisé entièrement en inox.
- Il possède une poignée de guidage, un vérin hydraulique puissant, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins et 2 rails inclinables avec système de blocage de la civière.
- Son empatement assez court lui confère une bonne maniabilité tout en assurant une grande stabilité.
- La montée et la descente se commandent au pied.
- Il est inclinable et permet donc les soins des corps.

Dimensions extérieures: L 2000 x P 630 x H 300(2040).

Charge utile: 200 Kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots/9-chariot-elevateur-inclinable-modele-char010.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com