

FICHE PRODUIT



Support pour dossiers patients bl01

Référence : SOC-TIA-BL01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques

- ABS de haute qualité.
- Normes internationales.
- Peut être fixé au chariot pour dossiers patients.
- Dimension globale: 345mm x 250mm x 30mm.
- Nombre de pièces par d'emballage: 20.
- Poids brut par carton: 10kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/900-support-pour-dossiers-patients-bl01.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com