

FICHE PRODUIT

Tensiomètre poignet BP7

Référence : SOC-BP7DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : unité

Description du produit

Vérifiez votre tension artérielle encore plus facilement. Notre tensiomètre poignet sans fils utilise notre révolutionnaire technologie de capteur de mouvement pour assurer une mesure encore plus précise.

Avec notre App. gratuite iHealth MyVitals, mesurez et suivez votre tension systolique / diastolique, votre fréquence cardiaque, votre onde de pouls et le temps et date de la mesure.

Partagez ensuite vos résultats instantanément.

Caractéristiques

- Méthode de mesure : oscillométrique à l'inflation
- Protocole de communications : Bluetooth V3.0+EDR Classe 2 SPP
- Plage de pression brassard : 0-300mmHg
- Plage de mesure pouls : 40-180 battements/min
- Précision de la mesure : Pression : ± 3 mmHg
- Précision de la mesure : Pouls : $\pm 5\%$
- Alimentation : Batterie lithium ion
- Autonomie 150 à 200 mesures
- Dimensions : 72 x 74 x 17.6 mm ± 5 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids : 105 g
- Taille brassard : 13,5cm - 22cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-poignets/9000-tensiometre-poignet-bp7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	unité

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com