

FICHE PRODUIT



Oxymètre de pouls sans fil PO3

Référence : SOC-PO3DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : unité

Description du produit

Cet appareil léger et portable prend des mesures non invasives et rapides au bout des doigts.

Suivez et visualisez votre SpO2 et pouls directement sur l'écran de l'appareil et la variabilité de votre SpO2 et pouls sur l'application iHealth pendant le sport ou d'autres activités récréatives.

Caractéristiques :

- Communication Bluetooth : 4,0 BLE
- Système d'affichage : LED
- Plage de mesure SpO2 : 70 - 99%
- Plage de mesure pouls : 30 - 250 battements/min
- Précision de la mesure SpO2 : $\pm 2\%$ (70-99%)
- Précision de la mesure du pouls : ± 2 battements/min
- Alimentation : Batterie lithium ion
- Arrêt automatique : 8 secondes
- Dimensions : 62 x 33 x 28 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/9002-oxymetre-de-pouls-sans-fil-po3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	unité

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com