

FICHE PRODUIT



Boite à dentier

Référence : SOC-125145DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement des plastiques : Sachet/ 100

Description du produit

Boite à dentier usage unique.

Dimensions : 6 x 9,5 cm.

Conditionnement: sachet de 100 (50x2).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autre-plastique/9020-boite-a-dentier.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement des plastiques	Sachet/ 100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com