

FICHE PRODUIT

Crachoir avec couvercle

Référence : SOC-125134DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement des plastiques : Sachet/ 40

Description du produit

Crachoir Plastique avec Couvercle

Gradué de 0 à 150 ml,
Dimensions : 6,5 x 6 cm.

Conditionnement: sachet de 40

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autre-plastique/9021-crachoir-avec-couvercle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement des plastiques	Sachet/ 40

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com