

FICHE PRODUIT



Haricot à usage unique polypropylène

Référence : SOC-125135DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement des plastiques : Sachet/ 120

Description du produit

Haricot Plastique à usage unique.

Autoclavable à 120 °C,

Dimensions : 24 x 14 x 4 cm.

Conditionnement: sachet de 120

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autre-plastique/9022-haricot-a-usage-unique-en-cellulose.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement des plastiques	Sachet/ 120

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com