


FICHE PRODUIT

Glucomètre Smart BG5

Référence : SOC-BG5DIS

Points forts

- Conditionnement : unité

Description du produit

Le glucomètre intelligent sans fil de iHealth vous permet de mesurer et d'enregistrer votre taux de glucose en utilisant un glucomètre Bluetooth et votre téléphone portable. Le premier glucomètre sans fil est parfait pour le suivi de votre diabète, il comprend un lecteur élégant et facile à lire avec affichage LED. Rapide, simple et élégant, il vous donne des résultats précis en moins de 5 secondes.

L'application gratuite vous permet d'économiser du temps et élimine les erreurs de manipulation présentes dans certains systèmes, comme le codage, la gestion des bandelettes, et le suivi des résultats. Ajoutez un service de Cloud sécurisé (c'est gratuit), et vous avez un système de suivi et de gestion complet de votre diabète.

BG5 KIT

Le système utilise les bandelettes de test iHealth.

Chaque flacon est livré avec 25 bandelettes.

Dispose d'un code QR qui peut être scanné pour gérer automatiquement les quantités et les dates d'expiration.

Caractéristiques

- Méthode d'analyse Technologie ampérométrique utilisant la glucose-oxydase
- Protocole de communication Bluetooth V3.0 + EDR classe 2 SPP

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Système d'affichage LED
- Plage de résultats 20 mg/Ddl - 600 mg/dl
- Sang : Sang capillaire complet
- Volume de sang Min. 0,7 µl
- Alimentation : Batterie lithium ion
- Autonomie : Environ 200 tests
- Dimensions : 96 x 34,5 x 19 mm
- Kit de départ inclus : Glucomètre, bandelettes, autopiqueur et lancettes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glucometres/9035-glucometre-smart-bg5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
diagnostic_type - Glucomètre - Boîte de 1	SOC-BG50DIS	
diagnostic_type - Kit Glucomètre sans fil	SOC-BG5KITDIS	
diagnostic_type - Bandelette Glucomètre Boîte de 2 x 25	SOC-AGS-1000iDIS	
diagnostic_type - Lancette pour Glucomètre Boîte de 50	SOC-28GI/BG5DIS	
diagnostic_type - Stylo piqueur	SOC-ALD-602DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com