

FICHE PRODUIT

Tensiomètre automatique E-TENS poignet avec présentoir

Référence : SOC-133260DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : unité
- Type de produit : Poignet

Description du produit

Tensiomètre automatique élégant et très compact.
Grand écran LCD, 60 mémoires.
Livré avec son étui.
Garantie 5 ans.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-au-bras/9041-e-tens-poignet-avec-presentoir.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	unité
Type de produit	Poignet

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com