

FICHE PRODUIT

Tensiomètre automatique E-TENS bras

Référence : SOC-133261DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de produit : Bras
- Matière Brassard : Nylon gris

Description du produit

Tensiomètre automatique élégant et très compact.
Grand écran LCD, 60 mémoires.
Livré avec son étui. Garantie 5 ans.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiomètres-electroniques-au-bras/9043-tensiomètre-automatique-e-tens-bras.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de produit	Bras
Matière Brassard	Nylon gris

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com