

FICHE PRODUIT

Etui thermomètre- THERMOSEPT

Référence : SOC-16611DIS

Points forts

- Conditionnement : Boite de 1000

Description du produit

Étui jetable de thermomètre
électronique.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometre-medical/9044-etui-thermometre-thermosept.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 1000

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
diagnostic_type - Non lubrifié	SOC-166111DIS	
diagnostic_type - Lubrifié	SOC-166112DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com